

SCOPRI NUOVE SINERGIE PER LA VOSTRA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE 5 ENZIMI IN 1 UNICO PRODOTTO

Aniosyme Synergy 5

DETERGENTE UNICO A 5 ENZIMI PER IL RIPROCESSAMENTO COMPLETO MANUALE E AUTOMATICO

Aniosyme Synergy 5 è il primo detergente dotato di 5-enzimi per applicazioni multiple. Fornendo eccellenti risultati di pulizia per il riprocessamento manuale e automatico, Aniosyme Synergy 5 offre un unico prodotto per la centrale di sterilizzazione:

Aniosyme Synergy 5:

- **UNICO** - Detergente a base di 5 enzimi con performance ad ampio spettro
- **EFFICACE** - Attivo a partire da 5 minuti in lavadisinfettore e con ogni qualità d'acqua
- **SINERGICO** - Il nostro primo prodotto per il riprocessamento manuale e automatico nella centrale di sterilizzazione



Aniosyme Synergy 5

Detergente unico a 5 enzimi per il riprocessamento completo manuale e automatico



Aniosyme Synergy 5
5 L tanica
Codice d'ordine: AN2235038

FORTE

Efficacia dimostrata a partire da 5 minuti unita ad un'eccellente compatibilità dei materiali.

ENZIMATICO

Rimuove tutti i tipi di sporco con un sistema di dosaggio flessibile grazie alla sua formula a 5 enzimi specificamente sviluppata.

EFFICACE

Efficacia dimostrata alla più bassa concentrazione, dallo 0,1% allo 0,5%, che garantisce eccellenti performance di pulizia.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

• Densità	20°C	1,10 g/ml
• Valore pH* (concentrato)	20°C	7,89
• Area pH* (soluzione, 1 - 5 ml/l)	20°C	6,89 - 7,29
• Conduttività (soluzione, 1 - 5 ml/l in acqua DI)	20°C	0,08 - 0,33 mS/cm

* Misurazione del valore di pH in condizioni di utilizzo sempre mediante un pH metro con temperatura di compensazione.

INFORMAZIONI D'ORDINE E CONFEZIONAMENTO

UTILIZZARE PER L'AMMOLLO O PER IL BAGNO ULTRASONICO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE	CND	RDM
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 L flacone	AN2235095	D0801 - Proteolitici enzimatici	893794/R
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 L tanica + 25 ml erogatore	AN2235036	D0801 - Proteolitici enzimatici	893794/R

UTILIZZARE NEL MACCHINARIO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE	CND	RDM
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 L tanica	AN2235038	D0801 - Proteolitici enzimatici	893794/R



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuito da:
NUOVA FARMAC SRL
Via W. Flemming, 7
37026 Settimo di Pescantina
Verona
Italy

ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

AREA DI APPLICAZIONE

Prodotto per la pulizia della strumentazione composto da 5 enzimi. Pulizia di attrezzature chirurgiche e mediche, endoscopi e dispositivi medici, in ammollo, in vasche ad ultrasuoni, macchine di lavaggio automatico e tunnel di lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Uso manuale

- Soluzione concentrata per uso professionale
- Utilizzare ad una diluizione da 0,5% a 2%
- Efficace a partire da 5 minuti
- Adattare la concentrazione, il tempo di contatto e la temperatura dell'acqua di diluizione secondo il grado di sporco. Spazzolare se necessario. Risciacquare abbondantemente
- Temperatura massima: 35°C

Uso automatico

- Soluzione concentrata per uso professionale
- Utilizzare ad una diluizione da 0,1% a 0,5%
- Efficace a partire da 5 minuti
- Adattare la concentrazione, il tempo di contatto e la temperatura dell'acqua di diluizione in funzione del grado di sporco. Risciacquare abbondantemente
- Temperatura massima: 35°C

INGREDIENTI

Tensioattivi non ionici e cationici, agente sequestrante, agente stabilizzante, complesso enzimatico, eccipienti.

STOCCAGGIO

Percoroso. Rispettare le precauzioni per l'utilizzo (Redatto secondo le norme europee vigenti in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici). Conservazione: tra +5°C e +25°C.

CERTIFICATI

Su richiesta saremo lieti di fornirvi i certificati.

USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE