



## DISINFETTANTE SPRAY

### ANIOSPRAY QUICK

#### SOLUZIONE DISINFETTANTE

Disinfezione ad azione rapida del materiale medico e dei dispositivi medici non immergibili e non invasivi, precedentemente puliti e resistenti all'alcol.

Soluzione pronta all'uso

- Composizione a base di etanolo
- Ampio spettro di attività in un breve tempo di contatto
- Non lascia alcuna traccia quando asciuga
- Piacevolmente profumato
- Senza colorante



DM Classe IIb

CND: D99 - Disinfettanti e antisettici - Altri

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

[www.anios.com](http://www.anios.com)

# ANIOSPRAY QUICK

Soluzione disinfettante



Aniospray Quick  
1L

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Prodotto pronto all'uso
- Soluzione chiara incolore
- Densità: approssimativamente 0.9
- pH a +20°C: approssimativamente 5.5

## PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

NORME	TEMPO DI CONTATTO
EN 13697* (Battericida)	30 s
EN 13697* (Lieviticida)	30 s
EN 13697* (Fungicida)	5 min
EN 13727* (Battericida)	30 s
EN 13624* (Lieviticida)	30 s
EN 13624 * (Fungicida)	5 min
EN 14348* (Tubercolicida)	30 s
EN 14348* (Micobattericida)	5 min
EN 14476* (Attivo contro i virus incapsulati)	30 s
EN 14476* (Virucida a spettro limitato) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 s/5 min
EN 16777* (Attivo contro i virus incapsulati)	30 s
EN 16777* (Virucida a spettro limitato) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 s/5 min

\* in condizioni di pulito

## INFORMAZIONI DI ORDINE

PRODOTTO	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO	CODICE D'ORDINE
ANIOSPRAY QUICK	12 x 1L	AN2084073



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuito da:

NUOVA FARMEC SRL

Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona, Italy



www.ecolab.com



www.anios.com

## AREA DI APPLICAZIONE

Disinfezione ad azione rapida del materiale medico e dei dispositivi medici non immergibili e non invasivi, precedentemente puliti e resistenti all'alcol.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione pronta all'uso.

Utilizzare su dispositivi medici precedentemente puliti.

Nebulizzare sulle zone da trattare fino a inumidirle completamente.

Applicare in quantità sufficiente (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>).

Tutto il dispositivo deve essere impregnato di prodotto.

Rispettare il tempo di contatto indicato per l'attività antimicrobica desiderata.

Non occorre risciacquare tranne in caso di zone destinate a entrare a contatto con la pelle o le mucose.

Per la frequenza d'uso, consultare il protocollo igienico in vigore.

Leggere le istruzioni d'uso del fabbricante per la pulizia e la disinfezione dei dispositivi medici.

Osservazioni:

Prima dell'applicazione verificare la compatibilità delle zone da trattare con l'alcol.

Le apparecchiature mediche devono essere disinfettate scollegate dalla corrente elettrica.

## INGREDIENTI

Etanolo (n° CAS 64-17-5: 550 mg/g),  
Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil)ammonio (N°/g)  
(N°CAS 94667-33-1: 1.1 mg/g), profumo.

## CERTIFICATI

Dispositivo medico. L'attività antimicrobica completa per Aniospray Quick è inclusa nel dossier scientifico, disponibile su richiesta.

## STOCCAGGIO

Conservazione: da +5°C a +25°C

## USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Leggere le informazioni e l'etichetta del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE