



DISINFEZIONE RAPIDA A BASE DI ALCOL

Incidin™ Liquid

DISINFEZIONE PRONTO USO DELLE SUPERFICI A BASE DI ALCOL

Incidin™ Liquid offre anche un'elevata sicurezza all'utilizzatore grazie al suo ampio spettro di efficacia che include anche TB e Noro.

Incidin™ Liquid fornisce inoltre:

- Ridotti tempi di contatto
- Formulazione priva di coloranti e profumo
- Eccellente compatibilità con i materiali su superfici resistenti all'alcol
- Compatibilità con Incidin™ Dry Wipes System



DM Classe IIa
CND: D0799 - Alcoli - Altri



Incidin™ Liquid

Disinfezione pronto uso delle superfici a base di alcol



Incidin™ Liquid
Flacone 1L

Incidin™ Liquid
Tanica 5L

AMPIO SPETTRO DI EFFICACIA CON RIDOTTI TEMPI DI CONTATTO

In considerazione del suo ampio spettro di efficacia e dei ridotti tempi di contatto, Incidin™ Liquid è ideale anche per le aree di terapie intensive o altre aree ad alto rischio. I tempi di contatto sono dettagliati nella tabella sottostante.

USO SICURO

Essendo un prodotto pronto all'uso e offrendo una comprovata compatibilità su superfici resistenti all'alcol, Incidin™ Liquid assicura un uso sicuro per tutte le aree di applicazione.

PRIVO DI COLORANTI E PROFUMI

La formulazione priva di coloranti e profumi non lascia residui attivi e assicura un uso conveniente del prodotto.

RISULTATI TEST MICROBIOLOGICI E VIROLOGICI

| EFFICACIA (CONCENTRATO) | TEMPI DI CONTATTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Disinfezione delle superfici secondo VAH con/senza azione meccanica (battericida, lieviticida, tubercolicida) | 5 min |
| Disinfezione rapida delle superfici secondo il metodo VAH 2015 senza azione meccanica | 1 min |
| EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (battericida, lieviticida, tubercolicida) | 1 min |
| EN 16615 battericida / lieviticida | 1 min |
| EN 16615 (metodo) tubercolicida | 1 min |
| RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 virus incapsulati | 30 sec |
| DVV 2015* / EN 14476 virucida a spettro limitato | 10 min |
| EN 14476 Adeno | 1 min |
| EN 14476 Noro | 10 min |
| DVV 2015* / EN 14476 (pulito) Rota | 30 sec |
| EN 16777 Noro (sporco) | 10 min |
| EN 16777 Adeno (sporco) | 5 min |
| EN 16777 Vaccinia (sporco) | 1 min |

*DVV 2015 (test in sospensione)

INFORMAZIONI D'ORDINE

| PRODOTTO | UNITA' DI CONFEZIONAMENTO | CODICE ORDINE |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Incidin™ Liquid Flacone | 12 x 1 L | 3096130 |
| Incidin™ Liquid Tanica | 2 x 5 L | 3096190 |

CAMPO DI APPLICAZIONE

A rapida azione, soluzione disinfettante per superfici di dispositivi medici, pronta all'uso.

ISTRUZIONI D'USO

Usare il prodotto concentrato, su un panno in tessuto non tessuto. Strofinare la superficie resistente all'alcol o spruzzare direttamente sulla superficie stessa da una distanza di ca. 30 cm (max 40ml/m²) lasciando poi asciugare. Assicurarsi che l'intera superficie sia completamente bagnata.

INGREDIENTI

100g contengono i seguenti attivi: 35g 2-Propanolo, 25g 1-Propanolo

STOCCAGGIO

Il prodotto dovrebbe essere conservato nel contenitore originale ad una temperatura tra 5°C e 25°C in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

UTILIZZO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Si prega di leggere l'etichetta e le informazioni del prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB SRL
Via Trento, 26
20871 Vimercate MB
Italia



CE
0297

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®

www.ecolab.com