



## SOLUZIONE DETERGENTE E DISINFETTANTE PER DISPOSITIVI MEDICI

### SURFA'SAFE Premium

#### SOLUZIONE DISINFETTANTE

Soluzione detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.

SURFA'SAFE PREMIUM è un prodotto di pulizia e disinfezione delle superfici pronto all'uso.

Combinando un'efficacia ad ampio spettro, brevi tempi di contatto con un'eccellente compatibilità dei materiali (comprese le superfici sensibili all'alcol) e con le proprietà di un detergente delicato.

Le sue caratteristiche rendono SURFA'SAFE PREMIUM adatto all'uso su una vasta gamma di superfici nelle strutture sanitarie e un prodotto ideale per la terapia intensiva e altre aree ad alto rischio.

Questo permette ai prodotti di essere utilizzati nella pratica come previsto dai vostri protocolli, fornendo i risultati di disinfezione e il livello di conformità necessari per una disinfezione efficace per limitare la diffusione degli agenti patogeni.

- Buone proprietà schiumogene.
- Formula efficace senza ingredienti non necessari (senza profumo e coloranti).
- Pulizia e disinfezione in un solo passaggio, lasciando la superficie visibilmente pulita.



**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

[www.anios.com](http://www.anios.com)

# SURFA'SAFE Premium

Soluzione detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Pulisce e disinfetta in un solo passaggio
- Senza alcol, né profumo e coloranti
- Antimicrobico ad ampio spettro e tempo di contatto ottimizzato
- Erogatore di schiuma compatto per limitare la formazione di aerosol e componenti volatili (750 ml)
- La formula assicura la compatibilità con una vasta gamma di materiali, compresi i polimeri (ad esempio policarbonato, plexiglas)
- Schiuma densa per una migliore adesione alla superficie (750 ml)
- pH=6

## PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE

| EFFICACIA  | TEMPO DI CONTATTO |
|--|-------------------|
| Battericida - Secondo:<br>EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min) | 2 min             |
| Lieviticida - Secondo:<br>EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min) | 2 min             |
| Tubercolicida - Secondo EN 14348*                              | 60 min            |
| Attivo sui virus incapsulati secondo EN 14476*                 | 1 min             |
| EN 14476* Polyomavirus SV40                                    | 5 min             |
| EN 14476* Rotavirus  | 30 sec            |
| Virucida a spettro limitato secondo EN 14476*                  | 30 min            |
| EN 14476* Adenovirus   | 30 min            |
| EN 14476* Norovirus (MNV)                                      | 15 min            |

\* condizioni di sporcizia

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| PRODOTTO           | UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO | CODICE ORDINE |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| SURFA'SAFE Premium | 12 x 750 ml              | AN2419544     |



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distributed by:  
**NUOVA FARMEC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona, Italy

**ECOLAB®**

www.ecolab.com

**LABORATOIRES ANIOS**  
An Ecolab Company

www.anios.com

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Soluzione detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Soluzione pronta all'uso.

Nebulizzare la soluzione detergente disinfettante su un tessuto non tessuto e asciugare.

Ripartire accuratamente il prodotto (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> ossia circa 10 nebulizzazioni). Rispettare il tempo di contatto indicato per l'attività antimicrobica desiderata.

Non occorre risciacquare tranne in caso di zone destinate a entrare a contatto con la pelle o le mucose.

Leggere le istruzioni d'uso del fabbricante per la pulizia e la disinfezione dei dispositivi medici.

Per la frequenza d'uso e la pulizia dell'attrezzatura di trattamento, fare riferimento al protocollo d'igiene vigente. Dossier scientifico (efficacia, compatibilità, ecc.) disponibile su richiesta.

## INGREDIENTI

Cloruro di didecildimetilammonio (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), Tensioattivi non ionici, agente sequestrante, eccipienti.

## CERTIFICATI

Dispositivo medico. L'attività antimicrobica completa di SURFA'SAFE Premium è inclusa nel fascicolo scientifico, disponibile su richiesta.

## CONSERVAZIONE

Conservazione: tra +5°C e +25°C.

## USO SICURO SU DISPOSITIVI MEDICI

Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE