

# SURFA'SAFE Premium



## Soluzione detergente disinfettante per dispositivi medici

### Soluzione detergente disinfettante

Soluzione detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.

SURFA'SAFE PREMIUM è un prodotto pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione delle superfici.

Combina un'efficacia ad ampio spettro, tempi di contatto brevi con un'eccellente compatibilità con i materiali (comprese le superfici sensibili all'alcol) e le proprietà di un detergente delicato.

Le sue caratteristiche rendono SURFA'SAFE PREMIUM idoneo all'uso su un'ampia gamma di superfici nelle strutture sanitarie e un prodotto ideale per la terapia intensiva e altre aree ad alto rischio.

Ciò consente di utilizzare i prodotti nella pratica come previsto nei protocolli, garantendo i risultati di disinfezione e il livello di conformità obbligatori per una disinfezione efficace al fine di limitare la diffusione di agenti patogeni.

- Buone proprietà schiumogene.
- Formula efficace senza ingredienti inutili (senza profumo e coloranti).
- Pulizia e disinfezione in un unico passaggio che lascia la superficie visibilmente pulita.



# SURFA'SAFE Premium

Soluzione detergente disinfettante, destinata alla pulizia e alla disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.



**SURFA'SAFE Premium**  
Flacone spray da 750ml

## Caratteristiche del prodotto

- Pulisce e disinfetta in un unico passaggio
- Senza alcool, profumo e coloranti
- Antimicrobico ad ampio spettro e tempi di contatto ottimizzati
- La formula garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di materiali, compresi i polimeri (ad esempio policarbonato, plexiglas)
- Erogatore di schiuma compatto per limitare la formazione di aerosol e componenti volatili (750 ml)
- Schiuma densa per una migliore adesione alla superficie (750 ml)
- pH 6

## Proprietà microbiologiche

Claim/Conditions	Tempo di contatto
Battericida - Secondo: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Lieviticida - Secondo: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tubercolicida - Secondo EN 14348*	60 min
Attivo contro i virus incapsulati secondo EN 14476*	1 min
Attivo secondo EN 14476* contro il Poliomavirus SV 40	5 min
Attivo secondo EN 14476* contro Rotavirus	30 sec
Virucida a spettro limitato secondo EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

\* condizioni di sporco

## Informazioni per l'ordine

Prodotto	Formato	Codice d'ordine
SURFA'SAFE Premium	12 bottiglie da 750 ml	AN2419544

### ECOLAB EUROPE

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)



CE  
0459

Distribuito da:  
**NUOVA FARMAC SRL**  
Via W. Flemming, 7  
37026 Settimo di Pescantina  
Verona, Italy

**ECOLAB**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company

## Campo di applicazione

Soluzione detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili.

## Istruzioni per l'uso

Soluzione pronta all'uso.

Spruzzare la soluzione detergente disinfettante su un panno sintetico e pulire.

Distribuire il prodotto in modo uniforme (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> ovvero circa 10 spruzzi).

Rispettare il tempo di contatto indicato per ottenere l'attività antimicrobica richiesta.

Il risciacquo non è necessario, a meno che le aree da trattare non siano destinate a entrare in contatto con la pelle, le mucose o gli alimenti.

Per la pulizia e la disinfezione dei dispositivi medici, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del produttore.

Per la frequenza di utilizzo e la pulizia delle attrezzature di applicazione, fare riferimento al piano di igiene in atto. Dossier scientifico (efficacia, compatibilità, ecc.) disponibile su richiesta.

## Ingredienti

0,3 g di cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) (CAS n. 7173-51-5), tensioattivi non ionici, agente chelante, eccipienti.

## Stoccaggio

Conservazione: tra +5°C e +25°C.

## Uso sicuro del dispositivo medico

Si prega di leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.