

“Ecolab fornisce
una soluzione
completa per il
riprocessamento
degli endoscopi
flessibili”



RIPROCESSAMENTO ENDOSCOPIO



LA PROPOSTA DI ECOLAB

Ecolab fornisce una soluzione completa per il
riprocessamento degli endoscopi flessibili. Offre
prodotti per ogni fase del ciclo di riprocessamento.

Ogni fase è certificata, facile da usare ed efficace per ridurre il carico quotidiano.



Immagini non contrattuali - Soluscope si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche riportate in questo documento senza preavviso o obbligo.



ECOLAB SRL
Nuova Farmec
Via W. Flemming, 7
37026 SETTIMO DI PESCANTINA VR
Italia



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

© 2023 Ecolab. All rights reserved. HC-ER-DSC8-5028-1-IT-0223

D03120I-IT-LF

ECOLAB®
www.ecolab.com

Soluscope
www.soluscope.co

www.soluscope.com

11235

RIPROCESSAMENTO ENDOSCOPIO



DSC8000 - CONSERVA, ASCIUGA
E PROTEGGI I TUOI ENDOSCOPI

ECOLAB
www.ecolab.com

Soluscope
www.soluscope.com

Sicurezza microbiologica e fisica per i tuoi endoscopi

CE / Conforme a EN 16442

UNA VASCHETTA SINGOLA CHE PROTEGGE DAGLI URTI

Ogni endoscopio è conservato in modo sicuro in una vaschetta appositamente progettata. Il suo profilo garantisce la circolazione dell'aria e un'asciugatura efficiente.

La vaschetta evita la manipolazione diretta dell'endoscopio, riducendo così il rischio di contaminazione crociata e ambientale.



ENDOSCOPI MICROBIOLOGICAMENTE SICURI

L'aria filtrata HEPA 14 viene scaricata attraverso ciascun canale mentre l'aria che circola intorno ad ogni endoscopio beneficia degli effetti germicidi della lampada UV-C.



Maggiore produttività

Ottimizzare il carico di lavoro del servizio

OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

Grazie a un tempo di **stoccaggio di 31 giorni**, il tuo endoscopio è pronto per l'uso sia al mattino che nei fine settimana, anche in caso di emergenza. L'interfaccia DSC8000 fornisce dati reali dei tempi di stoccaggio di ciascun endoscopio. Puoi dare immediatamente la priorità all'uso dei tuoi strumenti e ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

UNA SOLUZIONE COMPLETA CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE LA TUA STRUTTURA

La soluzione di trasporto Soluscope facilita la tua routine quotidiana in modo sicuro.

Il carrello Soluscope è progettato per trasportare gli endoscopi dal riprocessamento alla sala d'esame. Soluscope Rack può contenere fino a 10 endoscopi in uno spazio ridotto e Soluscope EasyTag differenzia gli endoscopi sporchi da quelli puliti.



MONITORAGGIO APPROFONDITO

Il DSC8000 fornisce un elevato livello di sicurezza monitorando in tempo reale tutti i parametri critici: connessioni all'endoscopio, pressione dell'aria nei canali, intasamento del filtro, guasti alla lampada UV-C.



ADATTABILE ALLE TUE ESIGENZE

Disponibile con compressore incorporato o connessione per aria medica ed in versione a porta singola o passante, il DSC8000 può adattarsi alla maggior parte delle realtà ospedaliere.



MANIPOLAZIONE MINIMA PER RIDURRE I RISCHI DI CONTAMINAZIONE CROCIATA

Connettori dedicati e vaschette singole riducono la necessità di maneggiare gli endoscopi e, di conseguenza, il rischio di contaminazione.

Dispositivo di facile utilizzo

Offri più comfort alla tua squadra



UN DISPOSITIVO SENZA SFORZO

Il DSC8000 offre il vantaggio di un'interfaccia grafica e intuitiva per una rapida adozione e facilità d'uso. Le vaschette rimovibili consentono una rapida manipolazione e connessione all'endoscopio.

L'ampia porta in vetro temperato offre un facile accesso e l'immediata identificazione degli endoscopi.



TRACCIABILITÀ ELETTRONICA CHIAVI IN MANO E GESTIONE DATI

Il DSC8000 include lettori di codici a barre su entrambi i lati, stampante e archiviazione dati locale. È compatibile con il nostro software EP-Digital, che offre tracciabilità elettronica, monitoraggio in tempo reale dell'inventario degli endoscopi e consente il campionamento microbiologico e le registrazioni dei servizi.



CONNETTORI

Compatibile con tutte le apparecchiature Soluscope, il connettore è collegato all'endoscopio durante tutto il percorso di riprocessamento, dal pre-lavaggio allo stoccaggio.

Questo collegamento garantisce che sia il connettore che l'endoscopio siano allo stesso livello di igiene e fornisce un processo efficiente e sicuro prima dell'utilizzo sul paziente.