

UN APPROCCIO **VISIBILMENTE MIGLIORE** PER
PROTEGGERE SIA I **PAZIENTI** CHE LE **ÉQUIPE CHIRURGICHE**

Assorbenti. Igienici. Sicuri.

TELI MONOUSO MOJAVE™ NEXT GENERATION (NG)

La tecnologia Mojave NG rende obsoleti i teli chirurgici riutilizzabili e la vostra équipe chirurgica noterà immediatamente la differenza. I polimeri super assorbenti di Mojave NG assorbono i fluidi due volte più velocemente del cotone e mantengono la pelle dei pazienti tre volte più asciutta.¹

Il supporto impermeabile impedisce il passaggio dei liquidi e fornisce una protezione efficace del tavolo operatorio dalle contaminazioni incrociate. Queste caratteristiche infatti consentono di limitare al minimo le contaminazioni da paziente a paziente, soprattutto in zone dei tavoli operatori ad alta frequenza di contatto, difficili da raggiungere durante le operazioni di ripristino e pulizia. Grazie alla barriera fornita da Mojave NG, sarà più facile e veloce disinfettare il tavolo operatorio tra un intervento chirurgico e l'altro. Mojave NG, altamente assorbente, riduce la quantità di fluidi che si riversano sul pavimento mettendo a rischio la sicurezza dell'équipe chirurgica.

LA SCIENZA DIETRO I TELI MONOUSO MOJAVE™ NG.

I nostri teli monouso di nuova generazione svolgono un ruolo chiave nell'assorbire i fluidi, prevenire le contaminazioni incrociate e proteggere sia i pazienti che i medici. Inoltre, i teli monouso Mojave NG sono frutto di tecnologie ecocompatibili che ne consentono uno smaltimento responsabile.



**RIDUCONO
IL RISCHIO DI
INFEZIONI**



**MIGLIORANO
L'EFFICIENZA**



**PROTEGGONO
LE ATTREZZATURE**

I vantaggi della tecnologia Mojave™ NG.

PREVENZIONE EFFICACE DELLE LESIONI DA PRESSIONE.

La prevenzione delle piaghe da decubito e delle lesioni da pressione (HAPI) sono considerate una delle misure di qualità dell'assistenza sanitaria. L'utilizzo di Mojave NG aiuta a mantenere asciutta la pelle del paziente assorbendo rapidamente i fluidi in eccesso (fluidi corporei o soluzioni di irrigazione) e previene ulteriori lesioni associate all'umidità nei pazienti chirurgici.

CARATTERISTICHE UNICHE E PROTETTIVE.

- Lo strato superiore garantisce un contatto traspirante e confortevole per il paziente
- I polimeri superassorbenti bloccano i fluidi mantenendo asciutto il paziente
- Il supporto impermeabile impedisce il contatto con il materasso e il tavolo operatorio

Rif. Prodotto	Descrizione	Confezione QTY
NGATC4090N-EU	Copertura assorbente per tavolo Ecolab Mojave NG (101 cm x 228 cm)	42 / confezione
NGABTSLSCN-EU	Copertura assorbente per tavolo Ecolab Mojave NG (101 cm x 228 cm) con Telo di trasferimento, Copertura per sostegno braccia e Copertura poggiatesta	24 / confezione
NGABTSLSAN-EU	Copertura assorbente per tavolo Ecolab Mojave NG (101 cm x 228 cm) con telo di trasferimento paziente e Copertura per sostegno braccia	24 / confezione
NGABTSLSN-EU	Copertura assorbente per tavolo Ecolab Mojave NG (101 cm x 228 cm) con telo di trasferimento paziente	30 / confezione
LFTSH34N	Telo di trasferimento paziente (86 cm x 168 cm)	50 / confezione
LFTSH80N	Telo di trasferimento paziente (102 cm x 203 cm)	50 / confezione
AE5692N-CS-EU	Copertura poggiatesta	100 / confezione
LABWS-01N-CS-EU	Copertura per sostegno braccia con cinturino	150 / confezione
3055NS	Tappetino assorbente per pavimento con angoli adesivi (81cm x 122cm)	25 / confezione



1. Dati Ecolab su file.

ECOLAB Srl
Via Trento 26
20871 - Vimercate (MB)



MICROTEK MEDICAL B.V.
(Una divisione di Ecolab)
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Paesi Bassi

