

«Il miglior biglietto da visita per un'azienda zootecnica è un ambiente pulito»

Giacomo Biancini
Az. Fratelli Biancini
Caravaggio (BG)
300 capi in lattazione



Cosa fai per mantenere pulita la tua stalla?

«Ad ogni ciclo di vitello lavo la gabbietta con acqua e prodotto chimico.

Per il futuro implementerò un sistema di lavaggio anche per la sala di mungitura»

Quanto tempo impieghi per svolgere le operazioni?

«Per fare due gabbiette da quattro posti l'una ci metto 5 minuti per la schiumatura e 5 minuti per il risciacquo. In 10 minuti ho finito»

Sei soddisfatto dei risultati?

«Mi sono trovato molto bene sia con il prodotto Ecolab che con la pompetta. La pompetta è molto pratica e comoda da usare essendo leggera»

E' un investimento sostenibile?

«Assolutamente sì. Il consumo non è esagerato perché mi basta il 5% di prodotto per ottenere ottimi risultati»

Perché è importante tenere puliti gli ambienti?

«Perché ne va della salute e del benessere degli animali e degli operatori e perché è il miglior biglietto da visita per un'azienda zootecnica»



«Un'azienda modello si misura anche sulla qualità ambientale»
Denis ci spiega come funziona la sua azienda di famiglia



Barolo Dino, Ivano, Denis (nella foto insieme al rivenditore Matteo Bolla)
Allevamenti Aurora
Fossano (CN)
400 capi in lattazione

Dai dati che abbiamo potuto osservare potete indubbiamente considerarvi un'azienda modello. Cosa fate per assicurarvi questi risultati e mantenerli nel tempo?

Abbiamo aderito ad un servizio di consulenza tecnica di ARA Piemonte molto rigoroso, finalizzato alla riduzione degli antibiotici, e da lì abbiamo sviluppato diverse azioni specifiche: pulizia delle cuccette, prassi di mungitura ottimali, prodotti con efficacia comprovata, controlli sistematici dell'APA con successivi interventi correttivi... e tanta rimonta.

Dal momento che i vostri dati sono così positivi, ci sono altri fattori che impattano oltre a quelli sopra elencati?

Laviamo gli ambienti dall'esterno con idropulitrice e prodotti schiumogeni. L'impatto è anche di natura visiva: chi visita l'azienda, anche per un controllo, rimane favorevolmente colpito. Non è facile tenere tutto in ordine ma con sistemi semplici ed economici è possibile e conveniente. Inoltre abbiamo isolato i frigor in un locale a parte, distaccato da dove stazionano gli animali.

Come ti trovi con i prodotti Ecolab?

La schiuma in pre-mungitura pulisce molto bene. In post-mungitura usiamo lo Shield, che è ben visibile, produce un'ottima pellicola che resiste nel tempo, e ha un'azione disinfettante comprovata in quanto presidio medico chirurgico.

In precedenza riscontravamo tanti batteri ambientali, quindi abbiamo deciso di affidarci a prodotti e procedure comprovati, in linea con i consigli dell'ARAP.

Al termine dell'intervista, Denis ci ha inoltre spiegato che grazie a un piccolo impianto fotovoltaico situato sui tetti lui e la sua famiglia riescono a coprire parte del fabbisogno della stalla. Inoltre l'azienda è dotata di un impianto a biogas da 100kw elettrici, alimentato a solo liquame: l'energia termica prodotta dal biogas riscalda le case, la sala di mungitura e l'acqua di abbeverata delle vacche in inverno. Un ulteriore accorgimento riguarda la stabulazione delle vacche in lattazione, che avviene su cuccetta con materassino e aggiunta di paglia due volte la settimana e calce tutti i giorni.

ULTIMA ANALISI DEL LATTE DISPONIBILE

PROVA	U.D.M.	METODO DI PROVA	VALORI
Grasso	g/100 g	ISO 9622/IDF 141:2013	3,79
Proteine	g/100 g	ISO 9622/IDF 141:2013	3,36
Lattosio	g/100 g	ISO 9622/IDF 141:2013	4,89
Cellule Somatiche	n. 1000/ml	UNI EN ISO 13366-2:2007	90
Carica Batterica	u.f.c. 1000/ml	UNI EN ISO 16297:2014	7
Crioscopia-IR	Gradi Centigradi (°C)	MI_AU_48 Rev. 0 del 2018	-0,524
Caseina	g/100 g	ISO 9622/IDF 141:2013	2,65
Urea	mg/dl	ISO 9622/IDF 141:2013	27,28
Indice Caseinico	%		78,87



«La Biosicurezza è molto importante, noi siamo seguiti da un'organizzazione preposta». Paola ci racconta come gestisce quotidianamente la sua azienda.

Paola Mondini
Azienda Agricola Cantarane
Castelverde (CR)
300 capi in lattazione



Cosa fate per tenere l'azienda pulita e in ordine?

Le cuccette vengono pulite 3 volte alla settimana. Inoltre i mungitori prima di mandare le vacche in mungitura tolgono le feci dalle cuccette, in modo tale che quando gli animali escono siano pulite.

In sala di mungitura procediamo con il pre e post dipping, con la disinfestazione periodica dalle mosche e con la derattizzazione. In aggiunta, dopo ogni mungitura laviamo pareti, pavimenti e gruppi di mungitura.

Come vi trovate con i prodotti Ecolab?

Molto bene sia in pre-dipping, sia in post-dipping.

In pre-dipping usiamo l'Oxyfoam, che funziona perfettamente. In post dipping ho scelto un prodotto semi-filmante a base di iodio, che lascia una pellicola semplice da togliere ma allo stesso tempo molto efficace nella protezione e nella disinfezione dei capezzoli.

I prodotti sono molto validi e valgono l'investimento.

Utilizziamo inoltre il detergente schiumogeno per pulire a fondo le gabbiette dei vitelli. Le gabbiette vengono poi disinfettate e cerchiamo di lasciarle vuote per almeno 15 giorni.

Come mai avete scelto e continuate a scegliere Ecolab?

In passato abbiamo provato altre soluzioni, poi abbiamo iniziato con Ecolab e sono parecchi anni che non cambiamo. Ci troviamo bene e quando ci si trova bene di solito non si cambia. C'è la qualità e ci sono i risultati.

Da quanti anni gestisce questa attività imprenditoriale?

Da sempre, l'ho ereditata da mio papà e ci sono vissuta fin da quando avevo 3 anni. Le vacche sono il mio primo amore.

Anche nell'ambito della zootecnia da latte si parla sempre più spesso di Biosicurezza, intesa come protezione della stalla da veicoli di contaminazione interni ed esterni. Lei cosa ne pensa?

La Biosicurezza è molto importante, noi siamo seguiti da un'organizzazione preposta. Abbiamo un registro degli ospiti dove segniamo ingressi ed uscite. Inoltre facciamo molta attenzione alla disinfezione delle mani e all'igiene del vestiario, con prodotti dedicati.

