

Sanitary

DETERGENTE ANTICALCARE PER BAGNO E WC

POWERED BY
ECOLAB



DE/020/422



DESCRIZIONE:

Detergente anticalcare per bagni e wc per uso quotidiano, formulato per una pulizia efficace delle superfici.

- Un prodotto con etichetta ecologica
- Rimuove efficacemente il calcare
- Potente soluzione detergente per risultati di pulizia brillanti



ISTRUZIONI PER L'USO:

PER PAVIMENTI E SUPERFICI DURE

1. Durante la manipolazione del prodotto, esporre sempre segnali di pericolo adeguati
2. Diluire 40-100 ml di Sanitary in 10 litri d'acqua, oppure 10-20 ml nei flaconi spray
3. Applicare la soluzione sulle superfici utilizzando un secchio o un flacone spray, pulire le superfici e lasciare agire per 5 minuti
4. Sciacquare con acqua oppure passare un panno umido pulito; lasciare asciugare all'aria

PER LA PULIZIA DEL WC

1. Durante la manipolazione del prodotto, esporre sempre segnali di pericolo adeguati
2. Utilizzare il prodotto non diluito in un flacone da 1 litro
3. Chiudere il coperchio del water e tirare lo sciacquone, quindi sollevare il coperchio e ridurre il livello dell'acqua premendo ripetutamente con lo scovolino
4. Applicare il prodotto sotto al bordo del water, intorno alla tazza e sotto al livello dell'acqua
5. Utilizzare lo scovolino del water per garantire che tutte le superfici siano trattate e per rimuovere lo sporco; laddove possibile, lasciare lo scovolino nel water
6. Lasciare agire per max 5 minuti, tirare lo sciacquone e sciacquare wc e scovolino

ETICHETTA ECOLOGICA:

L'etichetta ecologica UE è un'etichetta di eccellenza ambientale riconosciuta ai prodotti e ai servizi che soddisfano elevati requisiti ambientali per il loro intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione e distribuzione, fino allo smaltimento. L'etichetta ecologica UE promuove l'economia circolare incoraggiando i produttori a generare meno rifiuti e CO2 durante il processo di produzione.



APPLICAZIONE:

Utilizzabile sui pavimenti e sulle superfici del bagno resistenti agli acidi.

Per facilitare la pulizia dei servizi igienici e degli orinatoi, il flacone da 1L è dotato di un ugello direzionale.



SICUREZZA E STOCCAGGIO:

- Non miscelare con altri prodotti
- Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, consultare l'etichetta e la Scheda dati di sicurezza
- Conservare a una temperatura compresa tra 0 e 30°C, esclusivamente nel contenitore originale chiuso

CODICE PRODOTTO: TIPO DI CONFEZIONE:

9104720	2x5L
9104700	6x1L



ULTERIORI RISORSE



- SCHEDA DATI DI SICUREZZA
- POSTER SULLE PARETI
- GUIDE SUI PRODOTTI



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Italy
Ecolab S.r.l.
Via Trento 26
IT-20871 Vimercate (MB)
Tel: +39 039 60501

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522